




n°5.1



## Objectif : conditionner un segment de membre 1 : avec des glaçons



- >> **Allonger la victime**
- >> **Faire alerter ou alerter**  
en appelant le 15 
- >> **Protéger**  
le moignon dans un linge propre (ne pas utiliser de coton hydrophile)
- >> **Envelopper**  
le segment sectionné dans une compresse ou un linge propre
- >> **Placer**  
l'ensemble dans un sac plastique propre qui sera fermé de façon étanche
- >> **Placer**  
ce sac dans un second sac plastique contenant de l'eau fraîche ou mieux, de l'eau et des glaçons. **Ne jamais placer le membre directement sur la glace**
- >> **Laisser la victime à jeun**  
et noter l'heure de son dernier repas
- >> **Surveiller l'état de la victime**

### En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours

**Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié**  
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

# Section d'un membre





## Objectif : conditionner un segment de membre 2 : avec un kit de conditionnement



- >> **Allonger**  
la victime
- >> **Faire alerter ou alerter**  
en appelant le 15 
- >> **Suivre les indications**  
du fabricant pour conditionner le membre coupé
- >> **Laisser la victime à jeun**  
et noter l'heure de son dernier repas



### En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours

**Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié**  
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

# Section d'un membre

