



n°5.1



Objectif : conditionner un segment de membre 1 : avec de l'eau et des glaçons



- >> **Allonger la victime.**
- >> **Faire alerter ou alerter**
en appelant le 112, 15 ou 18. 
- >> **Protéger**
le moignon dans un linge propre.
- >> **Envelopper**
le segment sectionné dans des compresses ou un linge propre.
- >> **Placer**
l'ensemble dans un sac plastique propre qui sera fermé de façon étanche.
- >> **Placer**
ce sac dans un second sac plastique contenant de l'eau fraîche ou mieux, de l'eau et des glaçons.
Ne jamais placer le membre directement sur la glace. Confier ce dernier aux secours transportant la victime.
- >> **Laisser la victime à jeun**
et noter l'heure de son dernier repas.
- >> **Surveiller l'état de la victime.**

En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours.

Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

Section d'un membre






n°5.1



Objectif : conditionner un segment de membre 2: avec un kit de conditionnement

- >> **Allonger**
la victime.
- >> **Faire alerter ou alerter**
en appelant le 112, 15 ou 18. 
- >> **Suivre les indications**
du fabricant pour conditionner le membre coupé.
- >> **Laisser la victime à jeun**
et noter l'heure de son dernier repas.



En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours.

Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

Section d'un membre

